# PÁS BŘIŠNÍ KÝLNÍ

SNÍŽEK ORTOPROTETIKA

## SNÍŽEK 100H

**Před použitím výrobku čtěte pozorně tento příbalový leták.**

**Výrobce a distributor:**


**SNÍŽEK s.r.o.**
**IČO:** 469 65 998
**Adresa:** Obřanská 940/60, 614 00 Brno
**Tel:** 545 215856
**@** snizek@snizek-ortezy.cz
**www:** https://www.snizek-ortezy.cz/


**Při používání výrobků dbejte těchto pokynů**

- Ve spolupráci s odbornými prodejci zvolte správnou velikost.
- Na výrobku se nesmí provádět změny. Ty by mohly vést ke zhoršení výsledků působení pomůcky a rovněž by došlo ke ztrátě odpovědnosti výrobce za výrobek.
- Výrobek je určený pro opakované používání pro jednoho pacienta a je tudíž nepřenosný
- Výrobek chraňte před stykem s ostrými předměty.
- Při nedodržení symbolů uvedených na informačním štítku výrobku,či po jeho odstranění Vám nebude uznána případná reklamace.

**Nežádoucí účinky**

nežádoucí účinky nebyly dosud hlášeny. Jakékoli ortézy upevňované zevně k tělu mohou však při nadměrném utažení vést k tvorbě místního otlaku, výjimečně i ke zúžení krevních cév a nervů ve tkáni pod nimi. Vždy proto dbejte na výběr správné velikosti a nasazení. Pouze po poradě se svým lékařem, nebo prodejcem zdravotnických pomůcek byste měli pomůcku používat, pokud trpíte na zhoršený mízní odtok, oběhové poruchy, otoky měkkých tkání nejistého původu, které se nacházejí mimo nasazenou ortézu, nebo kožní poranění či zánět v místě nasazení ortézy. Kombinaci s dalšími pomůckami kompresivní povahy (např. kompresní punčochy) předem konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.




**Pokyny pro skladování**



Pás neskládejte a nepřekládejte. Nejlepší je volné stočení nebo zavěšení na suchém temném místě. Při složení se hrany vymačkávají.

**Likvidace**



Dosloužilý výrobek můžete odstranit s komunálním odpadem.

**Složení**

- Úplet: 41% Polyester, 33% Polyamid, 21% Bavlna, 5% Elastan
- Suchý zip: 100% Polyamid
- Dlahy: 100% Polyethylen

**Návod k aplikaci**

- Vyberte velikost pásu s ohledem na velikost a umístění kýly.
- Přiložte pás k tělu tak aby kýla či jizva byla zcela kryta.
- Pevně utáhněte a zapněte na suchý zip.
- Překontolujte umístění pásu, zádové dlahy by se měly nacházet ve stejné vzdálenosti od páteře.

V případě reklamací v souvislosti s výrobkem, jako je například poškození úpletu nebo vady přiléhavosti, se prosím obraťte přímo na svého specializovaného prodejce zdravotnických prostředků. Pouze závažné nežádoucí příhody, které mohou vést ke značnému zhoršení zdravotního stavu nebo ke smrti, je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu. Závažné nežádoucí příhody jsou definovány ve článku 2 č. 65 nařízení (EU) 2017/745 (MDR).

**Datum poslední revize: 18.12.2024**

CE