ORTÉZA NOHY PALCOVÁ SNÍŽEK 104P

Kód SÚKL	| Nepředepisuje se / Není hrazeno ZP
UDI-DI	| 859406790104PCX

POPIS PRODUKTU

Ortéza je vyrobena z pevného a prodyšného textilního materiálu. Plastovou dlahu ve výrobku lze libovolně tvarovat.

INDIKACE

Po pohmoždění a podvrtnutí kloubů palce nohy, k doléčení po zlomeninách palce nohy.

MATERIÁL

Pevný a prodyšný textilní materiál, PE dlaha.

VELIKOST

S, M, L

OBVOD

Měří se délka chodidla

S	22–24 cm
M	25–27 cm
L	28–31 cm

VARIANTY	| pravá, levá
BARVY	| černá

ÚDRŽBA

Před praním zapněte velcro. Výrobek lze prát ručně ve vodní lázni do 40°C. Použijte prací mýdlo, nebo běžné prací prostředky.

SNÍŽEK

ORTOPROTETIKA

NEPŘEDEPISUJE SE

Není hrazeno zdravotní pojišťovnou

Návod k použití

ORTÉZA NOHY PALCOVÁ SNÍŽEK 104P

Výrobce a distributor:	SNÍŽEK s.r.o.
IČO:	469 65 998
Adresa:	Obřanská 940/60, 614 00 Brno
Tel:	545 215856
@	snizek@snizek-ortezy.cz
www:	https://www.snizek-ortezy.cz/

SNÍŽEK

ORTOPROTETIKA

Před použitím výrobku čtěte pozorně tento příbalový leták.

Při používání výrobků dbejte těchto pokynů

- Ve spolupráci s odbornými prodejci zvolte správnou velikost.
- Na výrobku se nesmí provádět změny. Ty by mohly vést ke zhoršení výsledků působení pomůcky a rovněž by došlo ke ztrátě odpovědnosti výrobce za výrobek.
- Výrobek je určený pro opakované používání pro jednoho pacienta a je tudíž nepřenosný.
- Výrobek chraňte před stykem s ostrými předměty.
- Při nedodržení symbolů uvedených na informačním štítku výrobku, či po jeho odstranění Vám nebude uznána případná reklamace.

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky nebyly dosud hlášeny. Jakékoli ortézy upevňované zevně k tělu mohou však při nadměrném utažení vést k tvorbě místního otlaku, výjimečně i ke zúžení krevních cév a nervů ve tkáni pod nimi. Vždy proto dbejte na výběr správné velikosti a nasazení. Pouze po poradě se svým lékařem, nebo prodejcem zdravotnických pomůcek byste měli pomůcku používat, pokud trpíte na zhoršený mízní odtok, oběhové poruchy, otoky měkkých tkání nejistého původu, které se nacházejí mimo nasazenou ortézu, nebo kožní poranění či zánět v místě nasazení ortézy. Kombinaci s dalšími pomůckami kompresivní povahy (např. kompresní punčochy) předem konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Pokyny pro skladování

Bandáž skladujte na suchém temném místě. Výrobek nezohýbejte a nepřekládejte v místě dlahy.

Likvidace

Dosloužilý výrobek můžete odstranit s komunálním odpadem.

Složení

- **Vnější vrstva:** Pevný prodyšný textilní materiál
- **Suchý zip:** 100% Polyamid
- **Dlaha:** 100% Polyethylen (PE dlaha)

Návod k aplikaci

- Plastovou dlahu před prvním nasazením natvarujte podle potřeby a anatomie palce.
- Ortézu přiložte na chodidlo a palec nohy tak, aby dlaha stabilizovala palcový kloub.
- Upevněte pásky se suchým zipem kolem palce a nártu/kotníku tak, aby ortéza pevně seděla, ale nezpůsobovala otlaky.

V případě reklamací v souvislosti s výrobkem, jako je například poškození úpletu nebo vady přiléhavosti, se prosím obraťte přímo na svého specializovaného prodejce zdravotnických prostředků. Pouze závažné nežádoucí příhody, které mohou vést ke značnému zhoršení zdravotního stavu nebo ke smrti, je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu. Závažné nežádoucí příhody jsou definovány ve článku 2 č. 65 nařízení (EU) 2017/745 (MDR).

Datum poslední revize: 12.2.2023

CE

////Err000168648 /Graphics generation error; unable to insert product photo. Please refresh and try again. MDRmedsys {2026!